

MASSAGGIATORE PER IL COLLO



MANUALE D'USO

Il massaggiatore per il collo funziona trasmettendo onde elettromagnetiche che arrivano in profondità del tessuto muscolare. Stimolando i punti di agopuntura, allevia il dolore, stimola la circolazione ed è particolarmente efficace per alleviare i sintomi della spondilosi cervicale (dolore alla colonna cervicale).

Viene anche usato contro il mal di testa e le vertigini.

Il massaggiatore a forma di U si adatta al collo e può essere utilizzato anche su altri parti del corpo.

Prima del primo utilizzo leggere attentamente le istruzioni d'uso allegate. Conservarle per un futuro utilizzo.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1x massaggiatore per il collo

1x cavo USB

2x elettrodo

1x garanzia annuale

USO

Si può scegliere tra tre diverse modalità di funzionamento e la potenza più adatta a voi. Posizionare gli elettrodi corrispondenti sulla schiena per stimolare ulteriormente la circolazione e rilassare i muscoli della schiena.

ISTRUZIONI

Prima dell'uso caricare il dispositivo con il cavo di alimentazione. Per utilizzare il massaggiatore ruotare l'interruttore ON / OFF e premere il tasto rosso ON per avviare la terapia. Premere il pulsante MODE per selezionare diverse terapie, il pulsante HIGH per aumentare l'intensità e il pulsante LOW per diminuirla.

È inoltre possibile utilizzare i cuscinetti forniti, che sul dispositivo si inseriscono nell'apertura SOCKET. A causa della natura della terapia, le posizioni degli elettrodi e del dispositivo sono molto importanti.

Il dispositivo deve essere in buon contatto con la pelle. In caso di problemi, idratare la pelle con un asciugamano bagnato.

L'effetto del massaggiatore ha due funzioni. La parte per il collo agisce in agopuntura (se fosse troppo, dovrebbe essere usata la forza minima), mentre la parte per la schiena massaggia - contrando e allungando i muscoli.

INFORMAZIONI TECNICHE

- Materiale: silicone + acciaio inossidabile + magneti
- Potenza: 3V 30mA
- Batteria: batteria integrata
- Frequenza di impulsi: 0Hz~1000Hz
- Dimensioni: 18 x 11.5 cm
- Peso: 174g
- Colore: bianco

Il dispositivo può essere utilizzato solo per 20 minuti al giorno!

Rifiuti e corretto smaltimento



Il simbolo del bidone barrato sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non deve essere considerato un rifiuto domestico in tutta l'UE. Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da una gestione inappropriata dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclaggio di materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto contattare l'ufficio civico locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Il prodotto rispetta le normative vigenti all'interno della CA.